

E 198

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. (Wert)6 compléments à mailles et haricots.



- Convient pour (Wert)6 compléments à mailles ou haricots
- 7 supports ((Wert)6 compartiments), hauteur (Wert)160 mm mm, écartement (Wert)67 mm mm

Numéro EAN: 4002514953373 / Numéro de matériel: 07984040 / Ancien Numéro de matériel: 68519801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
Écart entre les supports en mm	67
Hauteur de support en mm	160
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Divers compléments à mailles [nombre]	6
Haricots [nombre]	6
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	180
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	495
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	185
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	0,90