


E 197

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Largeur de mailles au fond 3 mm, côtés 1,7 mm, couvercle 8 mm
- Stérilisation vapeur à 121 °C/134 °C

Numéro EAN: 4002514953380 / Numéro de matériel: 07984090 /
Ancien Numéro de matériel: 68519701D

| | |
|--|------|
| Appartenance du produit | |
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Composants | |
| G 7831 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à mailles | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 42 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 150 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 225 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 75 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 170 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 240 |
| Poids net en kg | 0,55 |
| Poids brut en kg | 0,62 |