

E 337/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale des instruments en position debout.



- Convient pour prise en charge sondes, pincettes ou miroirs dent.
- Equipé de 4 supports en plastique
- 12 compartiments d'env. 22 x 28 mm de largeur
- 4 compartiments d'env. 25 x 28 mm de largeur
- 48 compartiments d'env. 13 x 14 mm de largeur

Numéro EAN: 4002514953397 / Numéro de matériel: 07984130 /
Ancien Numéro de matériel: 69533702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	148
Dimension extérieure, largeur nette en mm	173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	445
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	1,91
Poids brut en kg	2,16