

E 802/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments droits.



- Adapté pour accueillir des sondes, pincettes ou miroirs dentaires
- Equipé de 4 supports en plastique
- 8 compartiments d'env. 30 x 28 mm de large
- 8 compartiments d'env. 16 x 28 mm de large
- 15 compartiments d'env. 16 x 20 mm de large

Numéro EAN: 4002514953403 / Numéro de matériel: 07984170 /
Ancien Numéro de matériel: 69580202D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour instruments	•
Complément/module pour les instruments dentaires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	148
Dimension extérieure, largeur nette en mm	163
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	295
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	190
Dimension extérieure, largeur brute en mm	195
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,65
Poids brut en kg	1,15