


E 807

Utilisation

pour la prise en charge optimale de (Wert)3 compléments à mailles ou haricots.



- 4 supports ((Wert)3 compartiments),  
H 165, écartement (Wert)68  
mm mm

Numéro EAN: 4002514951638 / Numéro de matériel: 07984220 /  
Ancien Numéro de matériel: 69580701D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour haricots/cuvettes	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	3
Écart entre les supports en mm	68
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Divers compléments à mailles [nombre]	3
Haricots [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	144
Dimension extérieure, largeur nette en mm	140
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	290
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	320
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	130
Poids net en kg	0,31
Poids brut en kg	0,47