

APH 330

Adapter Gender Changer

pour connexion de deux raccords sériels de même polarité.



- Utilisable avec thermosoudeuses HAWO
- Prise 9 pôles, m/m

Numéro EAN: 4002514954219 / Numéro de matériel: 07986870 /
Ancien Numéro de matériel: 68815506D

Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Argent
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02