

DGGL 8

Plats pour cuisson à la vapeur perforés
pour tous les fours à vapeur DG excepté le DG 7000.

Numéro EAN: 4002513714548 / Numéro de matériel: 08227240 /
Ancien Numéro de matériel: 22899627D



- Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond
- Parfait pour la décongélation des aliments surgelés
- Capacité : 2,0 l, capacité utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 265 x 40 mm
- Accessoires professionnels de production européenne