

DGG 20

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour prép. des plats en sauce, fonds ou dans l' eau (p. ex. riz, pâtes).

Numéro EAN: 4002515060650 / Numéro de matériel: 08246340 /
Ancien Numéro de matériel: 23996112D



- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures l x P x H :
450 x 190 x 40 mm
- Inox traité, épaisseur 0,6 mm
- Accessoires professionnels de
production européenne
- Du sur-mesure pour le combi-four
vapeur de Miele