

E 417/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux.



- Pour prise en charge d'env. 30 spéculums auriculaires et nasaux
- 280 compartiments env. ?? x ??
- La largeur de mailles au fond correspond à 4 mm
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Numéro EAN: 4002514984605 / Numéro de matériel: 09033260 / Ancien Numéro de matériel: 69541702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments ORL	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	280
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	80
Dimension extérieure, largeur nette en mm	220
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	435
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	85
Dimension extérieure, largeur brute en mm	225
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	465
Poids net en kg	1,30
Poids brut en kg	1,72