

APH 590
Cartouche d'encre
pour l'imprimante de protocole PRT 100.



Numéro EAN: 4002515000021 / Numéro de matériel: 09063390 /
Ancien Numéro de matériel: 68817002D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Couleur	Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•

APH 590
Cartouche d'encre
pour l'imprimante de protocole PRT 100.



Numéro EAN: 4002515000021 / Numéro de matériel: 09063390 /
Ancien Numéro de matériel: 68817002D

Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	39
Dimension extérieure, largeur nette en mm	25
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	55
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	55
Dimension extérieure, largeur brute en mm	90
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	95
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,09