

U 508
Panier
pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec rangées pour les tasses d'un diamètre de 10 cm max.

Numéro EAN: 4002515249987 / Numéro de matériel: 09508650 /
Ancien Numéro de matériel: 67650801D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Catégorie de produit	
Panier pour tasses	•

U 508
Panier
pour la prise en charge optimale des tasses.



Numéro EAN: 4002515249987 / Numéro de matériel: 09508650 /
Ancien Numéro de matériel: 67650801D

Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Bleu, Blanc
Nombre de rangées	4
Capacité	
Tasses [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	104
Dimension extérieure, largeur nette en mm	500
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	260
Dimension extérieure, largeur brute en mm	520
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	2,00
Poids brut en kg	2,50