

KTU 530

Pièce d'adaptation

pour la prise en charge des paniers de dimensions 53 x 53 cm.



- Composé de 2 supports en inox
- Pour adapter le support de panier standard dans le PG 8172

Numéro EAN: 4002515250150 / Numéro de matériel: 09508720 /
Ancien Numéro de matériel: 67853004D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Panier ouvert en façade/support de panier	•
Jeu d'adaptation	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	750
Poids net en kg	0,24
Poids brut en kg	0,50