

E 900-6

Chariot

pour le nettoyage optimal des instruments sur 6 niveaux.



- Equipé de raccords pour les instruments à cavité
- Capacité de chargement : 18 compléments DIN*
- Equipé de 3 bras de lavage intégrés
- Les dimensions de chargement de chaque niveau sont différentes
- Bande magnétique pour détection auto. chariot (incl. aimants ML)

* Complément DIN : 485 x 254 x 50 mm

Numéro EAN: 4002515263358 / Numéro de matériel: 09525120 /
Ancien Numéro de matériel: 69590007D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot pour complément à mailles	•
Chariots pour instruments de CMI	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	18
Compléments à mailles SPRI [nombre]	12
Instruments avec lumen [nombre]	16
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	553
Dimension extérieure, largeur nette en mm	636
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	680
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	650
Poids net en kg	12,85
Poids brut en kg	12,85
Accessoires	
Barre magnétique pour l'identification automatique du chariot (avec aimants) [nombre]	1