


KFR 30060

Support à bouteilles

pour un rangement de bouteilles sûr et peu encombrant.

Numéro EAN: 4002515357538 / Numéro de matériel: 09552690 /
Ancien Numéro de matériel: 36996046D



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- En métal chromé
- Adapté pour les réfrigérateurs K 30.000 sans PerfectFresh
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme