


KFR 30060 PF

Support à bouteilles

pour un rangement de bouteilles sûr et peu encombrant.

Numéro EAN: 4002515357545 / Numéro de matériel: 09552700 /
Ancien Numéro de matériel: 36996047D



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- En métal chromé
- Adapté pour les réfrigérateurs K 30.000 avec PerfectFresh
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme