

MB-CVA 6000

Réceptif de lait en verre

pour déguster un latte macchiato ou un cappuccino à toute heure !

Numéro EAN: 4002515357552 / Numéro de matériel: 09552740 /
Ancien Numéro de matériel: 29992614D



- Ce réceptif est inclus dans les pièces fournies avec le CVA 6000
- Deuxième réceptif en cas d'utilisation intensive de l'appareil
- Volume de remplissage 0,7 l
- Contenu: 1 réceptif verre prémonté avec couvercle avec lances