


E 11

Support pour plaque perforée 1/2 pour paniers supérieurs pour un lavage doux de la vaisselle fragile.



- Convient au panier supérieur O 899
- Dimension du trou 1,7 x 1,7 cm

Numéro EAN: 4002515391082 / Numéro de matériel: 09752140 /
Ancien Numéro de matériel: 67500915D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Catégorie de produit	
Fond solide en métal perforé	•
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier supérieur	O 899
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	460
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	222
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	870
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	1,70
Poids brut en kg	1,80