


A 104

Panier supérieur

pour une prise en charge des instruments de MIC, d'arthroscopie et d'urologie.



- Côté droit pour la prise en charge de (Wert)11 instruments à cavité
- Points de connexion Luer-Lock suppl. pour instruments à cavité
- Avec bras lavage : compléments à mailles ajustables sur bâti inf.

Numéro EAN: 4002515460658 / Numéro de matériel: 09862380 /  
Ancien Numéro de matériel: 69610400D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier pour instruments MIC	•
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	1
Instruments avec lumen [nombre]	11
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	332
Dimension extérieure, largeur nette en mm	528
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	526
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,00
Poids brut en kg	6,50