

A 150

Panier inférieur

pour le traitement optimal des modules à injection ou des compléments.



- Panier inférieur avec deux modules complémentaires
- Pour prise en charge de 2 modules à injection ou compléments max.
- Fermeture automatique du couplage en cas de non-utilisation
- Dimensions de chargement : largeur 494, longueur 440 mm

Numéro EAN: 4002515460672 / Numéro de matériel: 09862400 /  
Ancien Numéro de matériel: 69615000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier avec modules complémentaires	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	154
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	546
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	175
Dimension extérieure, largeur brute en mm	545
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	565
Poids net en kg	2,61
Poids brut en kg	3,29