


A 200  
Chariot  
pour la prise en charge optimale de (Wert)38 pipettes.



- Pour 10 pipettes de 100 ml dans la rangée 1, écartement de 20 mm
- Pour 14 pipettes de 25 ml dans la 2. rangée, écartement 26 mm
- Pour 14 pipettes de 10 ml dans 3. rangée, écartement 26 mm

Numéro EAN: 4002515460696 / Numéro de matériel: 09862420 /  
Ancien Numéro de matériel: 69620000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour pipettes	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Capacité</b>	
Pipettes [nombre]	38
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	397
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	546
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40