


A 201
Chariot
pour la prise en charge optimale des jeux d'anesthésie.



- 8 buses av. support à ressort pour tuyaux respi. jusqu'à 1,5 m
- Disposition en spirale
- 15 buses d'injection pour le matériel d'intubation

Numéro EAN: 4002515460702 / Numéro de matériel: 09862430 /
Ancien Numéro de matériel: 69620100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariots pour instruments d'anesthésie	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Kits AN [nombre]	3
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	434
Dimension extérieure, largeur nette en mm	531
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	546
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	9,00
Poids brut en kg	10,50
Accessoires	
E 430/1 1/3 Complément à mailles [nombre]	1
E 431 Gicleur à injection pour soufflet, Ø 8 x 193 mm [nombre]	1
E 432 Support pour tuyaux de réanimation annelés [nombre]	1
E 433 Support pour tuyaux de réanimation en silicone [nombre]	2
E 434 Support pour tuyaux de réanimation pour enfants [nombre]	1
E 466 Gicleur à injection 8 x 333 mm, pour ballon d'anesthésie [nombre]	6
E 496 Gicleur à injection 4 x 120 mm [nombre]	15