

A 202
Chariot
pour la prise en charge optimale de (Wert)4 compléments à mailles DIN.



- Convient pour (Wert)4 compléments à mailles DIN sur 2 niveaux
- Cadre d'accueil : amovible pour le traitement des charges hautes
- 6 possibilités de raccordement suppl. avec connexion Luer-Lock
- Avec bras de lavage intégré
- Les dimensions de chargement des niveaux sont différentes

Numéro EAN: 4002515460719 / Numéro de matériel: 09862440 /
Ancien Numéro de matériel: 69620200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour compléments	•
Chariot pour les compléments à mailles	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Capacité	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	223
Dimension extérieure, largeur nette en mm	529
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	235
Dimension extérieure, largeur brute en mm	550
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	5,50
Poids brut en kg	6,74