


A 303
Module
pour la prise en charge optimale de (Wert)98 pipettes max.



- Convient par exemple pour 98 pipettes jaugées et graduées
- Hauteur du cadre de support : 150 mm
- Une pièce utilisable dans les paniers A 150 et APLW 106
- Hauteur de chargement volumineux : 450 mm (avec panier inférieur A 150)

Numéro EAN: 4002515460825 / Numéro de matériel: 09862560 /
Ancien Numéro de matériel: 69630300D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Composants | |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément/module pour les pipettes | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Domaine d'application | |
| Traitement des pipettes/flacons | • |
| Capacité | |
| Pipettes [nombre] | 98 |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 185 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 222 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 471 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 270 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 525 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 540 |
| Poids net en kg | 2,50 |
| Poids brut en kg | 3,50 |