

A 307

Utilisation

pour prise en charge de (Wert)20 sabots de bloc opératoire jusqu'à la pointure 48.



- Convient à (Wert)20 sabots de bloc opératoire
- Avec supports correspondants de 265 mm de long
- Pour une utilisation dans le bâti de panier inférieur A 151
- Traitement sabots de bloc opératoire jusqu'à pointure 48 possible

Numéro EAN: 4002515460856 / Numéro de matériel: 09862590 / Ancien Numéro de matériel: 69630700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour sabots de bloc OP	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc OP	•
<b>Capacité</b>	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	279
Dimension extérieure, largeur nette en mm	390
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	360
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	300
Dimension extérieure, largeur brute en mm	395
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	480
Poids net en kg	1,46
Poids brut en kg	1,99