

A 801

Adaptateur

pour l'utilisation de AUF 1 et AUF 2 en combinaison avec le panier A 105/1.



Numéro EAN: 4002515460931 / Numéro de matériel: 09862940 /  
Ancien Numéro de matériel: 69680100D

<b>Appartenance du produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Logement ou adaptateur pour instruments de transfert	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	50
Dimension extérieure, largeur nette en mm	50
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	50
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01