

A 802

Buse de rinçage

pour un nettoyage optimal du compartiment de dosage.



- Pour utilisation laveur-désinfecteur labo. avec doseur poudre
- Pour une utilisation avec modules à injection
- Convient pour nettoyage restes de poudre dans compartiment dosage

Numéro EAN: 4002515460979 / Numéro de matériel: 09863070 /
Ancien Numéro de matériel: 69680200D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	187
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	15
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02