


ZS 150-1  
Test Hélix  
pour le contrôle optimal des processus du petit stérilisateur.



- Vérification pénétration de la vapeur avec un indicateur chimique
- Affichage des résultats par changement de couleurs
- 1 échantillon, 250 indicateurs

Numéro EAN: 4002515540381 / Numéro de matériel: 09910260 /  
Ancien Numéro de matériel: 68915002D

<b>Appartenance du produit</b>	
Petits stérilisateurs	•
<b>Composants</b>	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Indicateur/test	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	22
Dimension extérieure, largeur nette en mm	117
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	177
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	23
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	177
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,09