

A 800

Tuyau de filtration

pour un traitement sûr et économique des instruments à cavité.



- Filtre en mailles d'acier inoxydable Polymesh pour les chariots
- Largeur de mailles 63 µm
- Réutilisable avec la brosse de nettoyage A 804

Numéro EAN: 4002515538081 / Numéro de matériel: 09960680 /  
Ancien Numéro de matériel: 68680000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Filtre	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	23
Dimension extérieure, largeur nette en mm	23
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	405
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	45
Dimension extérieure, largeur brute en mm	220
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	445
Diamètre en mm	23
Poids net en kg	0,36
Poids brut en kg	0,88