

A 804

Brosse de nettoyage  
pour le nettoyage optimal des tubes de filtration A 800.



- Convient au nettoyage du tuyau de filtration A 800
- Brosse pivotante avec garniture en spirales
- Extrémité à œillet
- Longueur 500 mm, longueur de brosse 100 mm

Numéro EAN: 4002515527238 / Numéro de matériel: 09960720 /  
Ancien Numéro de matériel: 68680400D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Filtre	•
Autres accessoires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	500
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	45
Dimension extérieure, largeur brute en mm	70
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Diamètre en mm	20
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,16