

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (licence supplémentaire)
pour raccorder un second ou d'autres appareils.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

- Publication protocoles traitement appareils selon l'utilisateur
- Manipulation protégée grâce à une signature numérique avancée
- Produit tourné vers l'avenir concernant exigences réglementaires
- Logiciel traçabilité processus unique avec label de qualité
- ServiceCard garantit utilisation conforme dispositifs médicaux
- Téléchargez ici la version Segosoft actuelle : <http://www.miele.de/pro/sego>

Numéro EAN: 4002515570708 / Numéro de matériel: 10019160 /
Ancien Numéro de matériel: 68813002D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Petits stérilisateurs	•
Grands stérilisateurs	•
Composants	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
IR 6002	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Catégorie de produit	
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Caractéristiques du produit	
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows
Diagonale d'écran minimale nécessaire du terminal en pouces	17,00
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement des lames	•
Traitement des butyromètres	•
Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie	•

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (licence supplémentaire)
pour raccorder un second ou d'autres appareils.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition



Numéro EAN: 4002515570708 / Numéro de matériel: 10019160 /
Ancien Numéro de matériel: 68813002D

Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments de robotique	•
Traitement des instruments gynécologiques	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des biberons	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des containers	•
Désinfection des matelas	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques	•
Traitement des clous intramédullaires/alésors	•
Traitement des plateaux/tablettes	•
Traitement des compléments à mailles	•
Traitement des éprouvettes graduées	•
Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1
Dimension extérieure, largeur nette en mm	86
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	55
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,00
Poids brut en kg	0,00
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•