

PG 8596

Armoire de doseur

Pour la prise en charge de produits chimiques et modules de dosage.



- 2 tiroirs extractibles pour bidons de 3 x 5 l
- Dimensions internes : #H 285-690 , I 250, P 425-555 mm#<inRef.objid>Z
- 2 possibilités d'intégration pour le module de dosage par niveau
- #Le bac collecteur permet une meilleure vidange du bidon#<inRef.objid>Z

Numéro EAN: 4002515558324 / Numéro de matériel: 10087340 / Ancien Numéro de matériel: 69859602D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	835
Dimension extérieure, largeur nette en mm	300
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	900
Dimension extérieure, largeur brute en mm	400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Poids net en kg	26,50
Poids brut en kg	30,00