

UG 30-90/60-85

Socle, fermé

pour relever machine, incl. armoire latérale, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Util. pour déminéralisateur PG 8595 & armoire doseur PG 8596

Numéro EAN: 4002515558348 / Numéro de matériel: 10087360 /  
Ancien Numéro de matériel: 69309001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	300
Dimension extérieure, largeur nette en mm	897
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	330
Dimension extérieure, largeur brute en mm	915
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	563
Poids net en kg	13,40
Poids brut en kg	15,00