


KFR 30055

Support à bouteilles

pour le stockage sûr et peu encombrant des bouteilles dans le réfrigérateur.

Numéro EAN: 4002515608395 / Numéro de matériel: 10094090 /  
Ancien Numéro de matériel: 36996096CH



- Peut être utilisé de manière variable sur différents niveaux
- Pour rangement horizontal et sûr, par ex. des bouteilles de vin
- En métal chromé
- Pour app. réfr. SMS K 30.000 avec SpotLight sans PerfectFresh
- Pour neuf bouteilles max. selon la taille et la forme