

DE-CS6-85

Couvercle de l'appareil

pour couvercle sup. machine y compris armoire latérale, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Util. avec déminéralisateur PG 8595 et armoire de doseur PG 8596
- Combiné à laveur-désinfecteur 60 cm (p. ex. PG 8581 ou PG 8591)

Numéro EAN: 4002515604380 / Numéro de matériel: 10101450 / Ancien Numéro de matériel: 69216010D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	990
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	790
Poids net en kg	6,70
Poids brut en kg	9,00