

Ancien Numéro de matériel: 69660201D

A 602 Module pour le traitement optimal des instruments de chirurgie assistée par robot.



• Convient pour 8 instruments, nouvelle génération (Xi)

Famille produit Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical Composants PG 8527 PG 8528 Catégorie de produit Module/logement pour les instruments de robotique Caractéristiques du produit Matériau Inox Couleur Inox Domaine d'application Traitement des instruments de robotique Capacité Instruments de robotique [nombre] 8 Raccordement électr. standard Nombre de phases 0 Tension en V 0 Fréquence en Hz 0 Puissance totale de raccordement en kW 0,00 0 Protection par fusible en A Dimensions et poids Dimension extérieure, hauteur nette en mm 303 555 Dimension extérieure, largeur nette en mm 318 Dimension extérieure, profondeur nette en mm 540 Dimension extérieure, hauteur brute en mm Dimension extérieure, largeur brute en mm 530 Dimension extérieure, profondeur brute en mm 500 Poids net en kg 6,30 Poids brut en kg 7,80

Numéro EAN: 4002515585030 / Numéro de matériel: 10131930 /