

A 807

Logement

pour le traitement optimal des instruments de chirurgie assistée par robot.



- Pour inst. spéciaux, pinces dissection, ancienne génération, S/Si

Numéro EAN: 4002515585078 / Numéro de matériel: 10131980 /
Ancien Numéro de matériel: 69680701D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Module/logement pour les instruments de robotique	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments de robotique	•
Capacité	
Instruments de robotique [nombre]	1
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	77
Dimension extérieure, largeur nette en mm	41
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	165
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	25
Dimension extérieure, largeur brute en mm	245
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	485
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,49