

GP CL H 0502 L

Nettoyant pour four "OvenClean", 500 ml

pour un nettoyage plus efficace et sans aucun risque pour l'utilisateur.

Numéro EAN: 4002515602522 / Numéro de matériel: 10162230 /
Ancien Numéro de matériel: 22996290EU1



- Pouvoir dégraissant ultra puissant sans mauvaises odeurs
- Un nettoyage sans efforts grâce à sa consistance de gel
- Convient également pour PerfectClean
- Temps d'action de 10 mn à 1 heure maximum sans préchauffage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité