

DGG 100-40

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour four à vapeur DG 7000 et four à vapeur combiné micro-ondes DGM 6000/7000.

Numéro EAN: 4002515604007 / Numéro de matériel: 10170290 /
Ancien Numéro de matériel: 23996123EU1



- pour la préparation de plats en sauce ou à l'eau
- Par ex. pâtes, riz, soupes et gratins
- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 375 x 394 x 40 mm
- Ne convient pas au mode micro-ondes !