

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

pour les meilleurs résultats de nettoyage des fours à vapeur combinés.

Numéro EAN: 4002515604502 / Numéro de matériel: 10172710 /  
Ancien Numéro de matériel: 23996125EU1



- Pouvoir dégraissant ultra puissant sans mauvaises odeurs
- Nettoyage sans efforts grâce à une adhésion stable
- Adhésion parfaite même sur des surfaces verticales
- Sécurité alimentaire
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité