

GP DC CX 0061 T

Détartrant en tablettes, 6 pièces

pour machine à café, four vapeur, FashionMaster, four/cuisinière avec HydraCook.

Numéro EAN: 4002515608579 / Numéro de matériel: 10178330 /
Ancien Numéro de matériel: 29996911EU1



- Élimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage
- Détartrage extrêmement efficace tout en préservant vos appareils
- Formule spécialement étudiée — Composition spéciale Miele
- Ne laisse aucun dépôt de produit chimique après détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité