

GP CL MCX 0101 P

Nettoyant pour arrivée de lait, 100 pces
pour un nettoyage efficace de l'arrivée de lait de votre machine à café.

Numéro EAN: 4002515612170 / Numéro de matériel: 10180270 /
Ancien Numéro de matériel: 29996908EU1



- Nettoyage très efficace et tout en douceur de vos appareils
- En sticks pré-dosés pour faciliter l'utilisation
- Elimine totalement les protéines et la graisse du lait
- Formule spécialement étudiée — Composition spéciale Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité