

DOS G 80/72

Pompe de dosage par tuyau pour bidon de 20 à 30 l
avec indicateur de niveau pour le dosage automatique des nettoyants liquides.



- Convient à tous les lave-vaisselle de la série PG 8172
- Canne d'aspiration de (Wert)448 mm mm pour un bidon de 20 à 30 l
- Dosage pouvant aller jusqu'à (Wert)55 Milliliter ml par minute
- Réglage avec la commande du lave-vaisselle

Numéro EAN: 4002515648698 / Numéro de matériel: 10210160 /
Ancien Numéro de matériel: 67747022D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Composants	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	448
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	200-230
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	198
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	478
Poids net en kg	1,91
Poids brut en kg	2,13