

DE-CS7-85

Couvercle de l'appareil

pour le couvercle supérieur de la machine, 70 cm de prof., 90 cm de largeur.



Numéro EAN: 4002515648155 / Numéro de matériel: 10222780 /
Ancien Numéro de matériel: 69216011D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Catégorie de produit	
Couvercle	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	15
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	900
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	790
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	990
Poids net en kg	14,45
Poids brut en kg	16,75