

NB TD 0021

Réservoir de remplissage 2  
pour le dosage des lessives habituelles dans les lave-linge TwinDos.

Numéro EAN: 4002515631775 / Numéro de matériel: 10223120 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997092D



- Réservoir transparent avec capacité de 1,5 litre
- Remplissage avec une lessive liquide ou de l'adoucissant
- Pour le lavage du tuyau de dosage TwinDos
- Pour modèles sélectionnés Miele W1 TwinDos