

DKF 12-R

Filtre à charbon actif AirClean Longlife régénérant
pour de nombreuses hottes aspirantes Miele.

Numéro EAN: 4002515652510 / Numéro de matériel: 10271450 /
Ancien Numéro de matériel: 28996362EU1



- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Un chang. régulier le rend plus éco. qu'un filtre à usage unique.
- Contient 1 filtre, dimensions : 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm