


DKF 21-R

Filtre à charbon actif AirClean Longlife régénérant
pour la hotte aspirante Miele DA 670x.

Numéro EAN: 4002515652527 / Numéro de matériel: 10271460 /
Ancien Numéro de matériel: 28996363EU1



- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Un chang. régulier le rend plus éco. qu'un filtre à usage unique.
- Contient 4 filtres, dimensions : 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm