


DKF 25-R

Filtre à charbon actif AirClean Longlife régénérant
pour les hottes aspirantes Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

Numéro EAN: 4002515652534 / Numéro de matériel: 10271470 /
Ancien Numéro de matériel: 28996364EU1



- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Un chang. régulier le rend plus éco. qu'un filtre à usage unique.
- Contient 1 filtre, dimensions : 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm