

DKF 26-R

Filtre à charbon actif AirClean Longlife régénérant
pour la hotte aspirante Miele DA 7006 D.

Numéro EAN: 4002515652541 / Numéro de matériel: 10271480 /
Ancien Numéro de matériel: 28996365EU1



- Charbons actifs – Neutralise efficacement les odeurs désagréables
- Régénération très simple dans le four deux fois par an
- Durée de vie de 3 ans
- Un chang. régulier le rend plus éco. qu'un filtre à usage unique.
- Contient 2 filtres, 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm