

A 810/1

Filet de protection

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert d'un filet plastifié, dim. 206 x 215 mm
- Particulièrement résistant et durable

Numéro EAN: 4002515671764 / Numéro de matériel: 10283670 /
Ancien Numéro de matériel: 69501800D

Appartenance du produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Composants	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	235
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	232
Poids net en kg	0,28
Poids brut en kg	0,35