

HUB 5001-M

Plat à rôtir gourmet pour induction  
pour cuire, faire mijoter et gratiner.

Numéro EAN: 4002515689271 / Numéro de matériel: 10314270 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996294EU1



- Capacité max. env. 5 kg — Dim. ext. : lxPxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- À utiliser dans fours et plans de cuisson hors gaz
- En fonte aluminium coulée à la main
- Nettoyage simplifié grâce au revêtement anti-adhésif de qualité
- Sans couvercle inox HBD 60-22